

INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5



O integrador Químico classe 5 Essence Dental, é um integrador multiparâmetro de ponto único indicado para controle de ciclos de esterilização a vapor classe 5.

O nível de integração contém uma tinta rosa, desenvolvida para mudar para marrom quando uma população teórica de esporos *Geobacillus Stheatothermophilus* (105), chegou em seu momento de morte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Tiras de papel. Laminadas, impressas com tinta indicadora.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, protegido de luz, em temperatura entre 10° a 30°C e umidade entre 30 e 70%.

Não molhe, nem armazene próximo a agentes esterilizantes.

VALIDADE

Validade de 02 anos a partir da data de fabricação.

A data de vencimento e lote, estão especificadas na embalagem e em cada unidade do produto.

O integrador manterá o resultado por 5 ano, desde que as condições de armazenamento sejam respeitadas.

INSTRUÇÕES DE USO

01 - Coloque uma unidade do integrador dentro de cada pacote, saco ou bandeja que vai ser esterilizada por vapor.

Em recipientes rígidos, coloque o integrador em cada canto, ou, pelo menos, dois cantos diagonalmente opostos para assegurar que o vapor atinge as aéreas mais inacessíveis.

02 - Após análise os resultados.

Se o processo alcançou a condição de integração, a tinta ficará mais escura que a referência impressa no integrador.

A cor bege caracteriza falha no processo

A cor rosa significa que o material não foi esterilizado.

03 - Registre os resultados, conforme legislação vigente.

O integrador químico Essence Dental atende aos requisitos da ISO 11140-1