

essence[®] dental

A essência do sorriso



Manual de Instruções

Placas Cristal (PETG)

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir Placas de Cristal da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Placas de Cristal:

MEDIDAS:

0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,0 - 4,25 - 4,50 - 4,75 - 5,0 - 5,25 - 5,50 - 5,75 - 6,0 MM

FORMATO:

CIRCULAR OU QUADRADA

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO DO PRODUTO:

As PLACAS DE CRISTAL(PETG) são atóxicas. Indicadas para uso em plastificadoras à vácuo por profissional da odontologia com a finalidade de confecção de moldeiras odontológicas, conforme aplicações abaixo:

Placa de Cristal- Circular/ Quadrada: 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 mm

Alinhador bucal

Placa de Cristal- Circular/ Quadrada: 0,90 - 0,95 - 1,0 - 1,25

Ponte Provisória/ Matriz para Resina Composta

Placa de Cristal - Circular/ Quadrada: 1,5 - 1,75

Moldeiras Individuais

Placa de Cristal - Circular/ Quadrada: 2,0 - 2,25 - 2,50

Placa de Mordida (Bruxismo)

Placa de Cristal - Circular/ Quadrada: 2,75 - 3,0 - 3,25 - 3,50

Placa Base

Placa de Cristal - Circular/Quadrada: 3,75 - 4,0 - 4,25 - 4,50 - 4,75 - 5,0 - 5,25 - 5,50 - 5,75 - 6,0 MM

Protetor bucal - esporte

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Inserir a placa de Cristal a ser utilizado no articulador da Plastificadora a Vácuo de sua preferência.
- 2 - Aguardar conforme instruções do fabricante aguardar o aquecimento da placa.
- 3 - Após aquecida, e estando em ponto de ser moldada, abaixar o articulador e proceder a moldagem.

PRECAUÇÕES CUIDADOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE RISCOS POSSÍVEIS:

Atentar para as instruções de uso antes de proceder as operações necessárias. Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares. Verificar se a embalagem não foi violada, caso tenha sido devolver imediatamente ao fabricante. Manter o produto em sua embalagem original;

Produto de USO ÚNICO, podendo ser moldado uma única vez em caso de anomalia na moldagem descartar o produto.

Não utilizar o produto caso ele não esteja íntegro;

Manter o produto distante do calor e de chamas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Todos os produtos serão acondicionados em embalagem primária (BLISTER), com quantidades variadas entre: 1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,35,40,45 e/ou 50 unidades em embalagem secundária caixa de papelão com quantidades variadas a critério do mercado.

EMBALAGENS DE PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE



CONTRA-INDICAÇÕES

Não existem efeitos colaterais, contra-indicações ou quaisquer outros efeitos indesejáveis relacionados ao produto.

CUIDADOS ESPECIAIS DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

Devem ser armazenadas em ambiente seco e limpo e transportados em veículo limpo seguro e fechado.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Este produto é garantido pela ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA na forma aqui estabelecida:

1- CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

- a) A ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA assegura, ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que se constate falha em condições normais de uso do produto.
- b) A reposição do produto defeituoso decorrente desta garantia, somente será realizada pelo fabricante.
- c) As despesas de transporte do produto correm por conta do cliente.
- d) Este Certificado somente será válido para efeito de garantia, se estiver completamente preenchido e sem rasuras.

2- PRAZO DE GARANTIA:

- a) O prazo válido é de 18 meses a contar da data de fabricação.

3- EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- a) Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia.
- b) Pelo mau uso.
- c) Por danos causados por acidentes.
- d) Por apresentar sinais de haver sido violado, por pessoa não autorizada.
- e) Por estar este Certificado com rasuras.

REGISTRO ANVISA Nº80122160004

LOTE NÚMERO:...

DATA DE FABRICAÇÃO: ...

PRAZO DE VALIDADE: 18 Meses

DADOS DO FABRICANTE:

ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ENDEREÇO COMPLETO: RUA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE MENDONÇA Nº300 8º. DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 14808-164 – ARARAQUARA - SP

CNPJ: 04.008.318/0001-70 Insc. Estadual: 181.294.599.110

SAC: Serviço de Atendimento ao Consumidor: 16-3332-1729

Depto Comercial: 16-3334-2000