

essence[®] dental

A essência do sorriso



Manual de Instruções

ÓXIDO ALUMÍNIO

Nome produto: Óxido Alumínio

Forma molecular: Al_2O_3 (a – Alumina)

Instruções de uso: Ideal para abrasão de superfície áspera e dura.

Proteções: Devem ser utilizados respiradores da classe PFF-2, luvas de proteção resistentes a abrasão e óculos de proteção ou protetor facial.

Primeiros socorros: Em caso de altas concentrações. Mas não há perigo químico ou tóxico.

Inalação: Provoca irritação ao trato respiratório.

Indicação: levar a pessoa ao ar livre.

Contato pele: Provoca irritação e coceira.

Indicação: lavar a região com sabão e água corrente.

Contato com olhos: Provoca irritação e vermelhidão.

Indicação: lavar os olhos com água corrente em abundância.

Caso os sintomas ou sinais persistam, deve-se procurar atendimento médico.

Ingestão: É uma maneira improvável, mas caso aconteça deve-se procurar imediatamente o atendimento médico.

A decisão de induzir ao vômito é de responsabilidade do corpo médico qualificado, uma vez que as partículas podem ser aspiradas pelos pulmões.

Derramamento ou vazamento: O produto é inerente ao meio ambiente e não requer proteção especial.

O material pode ser removido por meio de vassoura, pá, aspiradores de pó ou caso seja necessário, pode ser limpo com água (produto insolúvel).

Recomendamos a remoção do material em estado seco, evitando a formação de pó.

Manter o produto em local ventilado e seco,
evitar expor o produto em ambientes úmidos
e em contato com a água.

É recomendado que seja mantido em sua
embalagem original para que possam evitar
contaminação e umidade no produto.



Produto não inflamável.



Conserve fora do alcance das crianças
e animais domésticos.