

essence[®] dental

A essência do sorriso



Manual de Instruções

Tiras Abrasivas Eletrolíticas de Aço Inoxidável

**Stainless Steel Electroplated
Abrasive Strips**

**Tiras Abrasivas Electrolíticas
de Acero Inoxidable**

PORTUGUÊS - Indicação de uso/finalidade: Acabamento e polimento de faces interproximais.

- Instrução de uso: As tiras de lixa de aço inox abrasivas apresentam um centro neutro (sem abrasivo) que é utilizado para inserir a lixa nas faces proximais sem desgastar a área de contato.

- Segure a lixa com as polpas dos dedos polegar e indicador.

- Insira as lixas com o centro neutro nas interproximais dos dentes.

- Faça movimentos da vestibular para palatina/lingual e vice-versa, da região cervical em direção à face oclusal / incisal e vice-versa.

- Composição: Aço Inox e Óxido de alumínio.

- Advertências / precauções: Este produto deve ser utilizado somente por profissionais qualificados.

- Durante a operação o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual.

- Não utilizar métodos de esterilização química e agentes de limpeza com cloro ou cloreto, os mesmos podem causar corrosão das tiras.

ENGLISH - Use / purpose : Finishing and polishing interproximal.

- Instruction for use: The abrasive stainless steel strips have a gapped center (without abrasive) which is used to insert the strip in the proximal surfaces without wearing the contact area.

- Hold the strip with the pulps of the thumb and index finger. Insert the strip with the gapped center in interproximal tooth.

- Make movements to palatal / lingual and vice versa.

- Composition: Stainless steel and aluminum oxide.

- Warnings / Precautions: This product must be used only by qualified professionals.

- During the operation, the professional must use all personal protective equipment.

- Failure to use chemical sterilization methods and chlorine or chloride cleaning agents may cause corrosion of the strips

ESPAÑOL - Indicación de uso / finalidad: - Acabado y pulido de caras interproximales. Instrucción de uso: Las tiras abrasivas de acero inoxidable presentan un centro neutral (sin abrasivo) para la inserción de la lija en las caras proximales sin desgastar el área de contacto.

- Mantenga la tira con las puntas de los dedos pulgar y índice Inserte la tira con centro neutral en las interproximales de los dientes.

- Haga movimientos de la vestibular hacia el palatino y viceversa.

- Composición: Acero inoxidable y Óxido de aluminio.

- Advertencia / precauciones: Este producto debe ser utilizado solamente por profesionales calificados.

- Durante la operación el profesional debe utilizar todos los equipos de protección individual.

- No utilizar métodos de esterilización química y agentes de limpieza con cloro o cloruro, ya que pueden producir corrosiones en las tiras.