

essence[®] dental

A essência do sorriso



Manual de Instruções

Tiras de Lixa de Poliéster

Abrasive Polyester Strip

Tiras de Lijado de poliéster

Instrução de Uso:

Insira o centro neutro da tira nas faces proximais dos dentes. Inicie o trabalho com a parte bege e finalize o trabalho com a parte branca. Descarte a tira usada.

Instruction for Use:

Insert the neutral center of the strip into the proximal faces of the teeth. Start the job with the white part and finish the job with the white part. Discard the used strip.

Instrucciones de uso:

Instrucciones de uso: Inserte el centro neutro de la tira en las partes proximales de los dientes

Composição: Poliéster coberto com óxido de alumínio

Validade/Lote: Impressos na embalagem

Uso Profissional: Odontologia

Composition: Polyester covered with aluminum oxide

Validity / Batch: Printed on the packaging

Professional Use: Dentistry

Composición: Poliéster recubierto de óxido de aluminio

Validez / Lote: Impreso en el embalaje

Uso profesional: Odontología

Fabricado por / CNPJ: 05.414.803/0001-06 **Registro:** ANVISA: 819720 80007

Distribuído por: Essence Dental Importação e Exportação Ltda / **CNPJ:** 04.008.318/0001-70

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial
CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 . 16 . 3334.2000
e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br

Téc. Responsável / Resp. Technician / Téc. Responsable:

Marcelo Marques de Oliveira - **CRQIV 04158459**